


Wb, Elisa용 Anti-Defa5/Defensin Alpha 5 다클론 항체 - Q01523

품목 번호: CM0018950



소개

인간 DEFA5(Defensin alpha 5)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 종에 대해 검증되었으며, 선천성 면역 방어에 관여하는 약 10kDa의 항균 펩타이드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DEFA5 토끼 pAb
비고/별칭	DEF5; HD-5; DEFA5
종	인간
GeneID (인간)	1670
GeneID	1670
면역원	인간 DEFA5(NP_066290.1)의 아미노산 20-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q01523
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스팩