

Wb, Elisa용 항-DEGS1 토끼 다클론 항체 - O15121

품목 번호: CM0013284

소개

본 항-DEGS1 토끼 다클론 항체는 스피고아닌을 스피고신으로 전환하는 데 중요한 스피고지질 델타(4)-불포화효소인 인간 DEGS1을 검출합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 대사 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DEGS1 토끼 pAb
비고/별칭	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1; DEGS1
종	인간
GeneID (인간)	8560
GeneID	8560
면역원	인간 DEGS1 (NP_003667.1)의 아미노산 234-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15121
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩