

Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa
- Q92629

품목 번호: CM0010258

소개

WB 및 ELISA에 검증된 Delta-sarcoglycan (SGCD)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 마우스 SGCD (~32 kDa)를 검출합니다. 근이영양증 및 근육막(sarcolemma) 완전성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Delta-sarcoglycan (SGCD) Rabbit mAb
비고/별칭	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	6444
유전자 ID	6444
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 Delta-sarcoglycan (SGCD) (Q92629)의 아미노산 190-289 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q92629
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)