

Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q92629

품목 번호: CM0026927

소개

Human delta-sarcoglycan (SGCD)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 사르코글리칸 복합체 및 근육위축증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Delta-sarcoglycan (SGCD) Rabbit pAb
비고/별칭	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
종	Human
GeneID	6444
면역원	Human Delta-sarcoglycan (SGCD) (NP_000328.2)의 아미노산 61-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q92629
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백