


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Denr 폴리클로날 항체 - O43583

품목 번호: CM0015062



소개

WB, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료한 고품질 인간 DENR(DRP1/SMAP-3) 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응하며 번역 재개시(translation reinitiation) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DENR 토끼 pAb
비고/별칭	DRP; DRP1; SMAP-3; DENR
종	인간
GeneID	8562
면역원	인간 DENR(NP_003668.2)의 아미노산 1-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O43583
단백질 무게	22kDa
배송	아이스팩