


Anti-Dermcidin (Dcd) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P81605

품목 번호: CM0026526



소개

인간 Dermcidin (DCD)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차반응. 항균 펩타이드 및 암 바이오마커 연구 지원. 면역원: 아미노산 20-110. 단백질 분자량: 11kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCD Rabbit pAb
비고/별칭	PIF; AIDD; DSEP; HCAP; DCD-1; DCD
종	인간
GeneID (Human)	117159
GeneID	117159
면역원	인간 DCD (NP_444513.1)의 아미노산 20-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P81605
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백