

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항 데스민 토끼 단클론 항체 - P17661

품목 번호: CM0011567

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 항 데스민 토끼 단클론 항체입니다. 데스민은 근육 구조에 필수적인 III형 중간섬유입니다. 골격근 및 심장근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	데스민 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
종	인간
유전자ID (인간)	1674
유전자ID	1674
면역원	합성 펩타이드 (인간 데스민(P17661)의 아미노산 371-470 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17661
단백질 분자량	54 kDa
배송	아이스백