

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Desmin Rabbit Polyclonal Antibody - P17661

품목 번호: CM0014100

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA 애플리케이션에 적합한
고품질의 Desmin 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간,
마우스 및 랫트 샘플과 교차 반응합니다.
근질(sarcomere)의 완전성과 중간 필라멘트 연구를
위한 연구용 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Desmin Rabbit pAb
비고/별칭	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
종(Species)	Human
GeneID (human)	1674
GeneID	1674
면역원(Immunogen)	인간 Desmin (NP_001918.3)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P17661
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)