

Wb, Elisa용 항-데스모콜린 3 토끼 단클론 항체 - Q14574

품목 번호: CM0003041

소개

항-데스모콜린 3 토끼 단클론 항체는 합성 펩타이드(인간 Q14574의 797-896 아미노산)를 기반으로 제작되었으며 WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 데스모좀 접착 및 표피 장벽 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	데스모콜린 3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; 데스모콜린 3
종	인간
유전자 ID (인간)	1825
유전자 ID	1825
면역원	합성 펩타이드 인간 데스모콜린 3 (Q14574)의 797-896 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14574
단백질 분자량	100kDa
배송 방식	아이스 팩