


Wb, Elisa용 Anti-Desmoglein 2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q14126

품목 번호: CM0005152



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 Anti-Desmoglein 2 Rabbit Monoclonal Antibody (Q14126). 세포 접착 및 신호 전달에 관여하는 데스모좀 카드헤린인 인간 Desmoglein 2를 검출합니다. 세포 접합부 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Desmoglein 2 Rabbit mAb
비고/별칭	HDGC; CDHF5; Desmoglein 2
종	인간
GeneID (인간)	1829
GeneID	1829
면역원	인간 Desmoglein 2 (Q14126)의 아미노산 1001-1118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14126
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스백