

Wb 및 Elisa용 항-Desmoglein 3 토끼 단일클론 항체 - P32926

품목 번호: CM0004091



소개

WB 및 ELISA용 Desmoglein-3 토끼 단일클론 항체입니다. 각질세포 부착에 필수적인 데스모솜 카드헤린인 인간 Desmoglein-3 (P32926)을 인식합니다. 천포창(pemphigus), 세포 접합 및 상피 장벽 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Desmoglein 3 Rabbit mAb
비고/별칭	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1830
유전자 ID	1830
항원(Immunogen)	인간 Desmoglein 3 (P32926)의 아미노산 900-999 내부 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P32926
단백질 분자량	108 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)