

Wb 및 Elisa용 Anti-Desmoglein 3 Rabbit Polyclonal Antibody - P32926

품목 번호: CM0028789



소개

인간 Desmoglein 3 (DSG3, PVA)에 대한 토끼 다클론 항체. Western blot (WB) 및 ELISA에서 검증됨. 데스모솜 생물학, 세포 접착, 및 천포창 연구에 적합. 재조합 면역원 (아미노산 749-999).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Desmoglein 3 Rabbit pAb
비고/별칭	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
종	인간
GeneID (인간)	1830
GeneID	1830
면역원	인간 Desmoglein 3 (NP_001935.2)의 아미노산 749-999에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32926
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백