

Wb, Ihc-P, Elisa용 항데스모글레인 3/Pva 단클론 항체 - P32926

품목 번호: CM0009213



소개

인간 데스모글레인-3(DSG3, PVA) 아미노산 50-615를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 데스모좀 접착, 심상성 천포창 자가항원 및 모낭 생물학 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	데스모글레인 3/PVA 토끼 mAb
비고/별칭	PVA; ABOLM; CDHF6; DSG3
종	인간
GeneID (인간)	1830
GeneID	1830
면역원	인간 데스모글레인 3/PVA (NP_001935.2)의 아미노산 50-615에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32926
단백질 분자량	108kDa
배송 방식	아이스백