

Wb, Ihc-P, Elisa용 항데스모플라킨 다클론 항체 - P15924

품목 번호: CM0025907



소개

이 토끼 다클론 항체로 데스모플라킨 발현을 검증하세요. 인간, 마우스, 래트의 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 데스모좀 연결, 세포 접착 및 피부/심장 생물학 연구에 활용하세요. 타겟: P15924.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	데스모플라킨 토끼 pAb
비고/별칭	DP; DCWHKTA; 데스모플라킨
종	인간
유전자ID (인간)	1832
유전자ID	1832
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15924
단백질 분자량	332kDa
배송	아이스팩