


## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-데스모플라킨(Anti-Desmoplakin) 다클론 항체 - P15924

품목 번호: CM0015647



### 소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료한 데스모플라킨(Desmoplakin) 대상 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며, 타겟 분자량은 332kDa입니다. 데스모솜 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명         | 데스모플라킨 토끼 pAb                                           |
| 비고/별칭       | DP; DCWHKTA; Desmoplakin                                |
| 종           | 인간                                                      |
| 유전자 ID (인간) | 1832                                                    |
| 면역원         | 인간 데스모플라킨(NP_004406.2)의 2609-2830 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 출처          | 토끼                                                      |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                  |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                              |
| SWISS       | P15924                                                  |
| 단백질 분자량     | 332kDa                                                  |
| 배송          | 아이스팩                                                    |