

Wb 및 Elisa용 항Det1 다클론 항체 - P48732

품목 번호: CM0019278

소개

이 토끼 다클론 항체는 빛 신호 전달 및 광형태형성의 핵심 조절인자인 애기장대(Arabidopsis thaliana) DET1을 표적으로 합니다. WB와 ELISA에서 검증된 이 항체는 식물 발생 연구 및 유비퀴틴화 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DET1 토끼 pAb
비고/별칭	ATDET1; DE-ETIOLATED 1; FUS2; FUSCA 2; T9A4.17; DET1
종	애기장대(Arabidopsis thaliana)
GeneID	826609
면역원	애기장대 DET1 (NP_192756.2)의 아미노산 350-450 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	애기장대(Arabidopsis thaliana)
SWISS	P48732
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스백