

Wb, Elisa용 Anti-Det1 폴리클로날 항체 - Q7L5Y6

품목 번호: CM0028985



소개

WB 및 ELISA용 토끼 폴리클로날 anti-DET1 항체; 인간, 쥐, 래트와 교차 반응성. DET1은 JUN 분해에 관여하는 E3 리가아제 복합체의 구성 요소입니다. 유비퀴틴화 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DET1 토끼 pAb
비고/별칭	DET1
종	인간
GeneID (인간)	55070
GeneID	55070
면역원	인간 DET1 (NP_060466.2)의 아미노산 15-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q7L5Y6
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백