

Wb, Elisa용 Anti-Dexi 폴리클로날 항체 - O95424

품목 번호: CM0018264

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 DEXI 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 DEXI (MYLE, 10 kDa) 단백질을 검출합니다. 심장 및 폐 질환 연구와 덱사메타손 유도 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DEXI Rabbit pAb
비고/별칭	MYLE; DEXI
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	28955
GeneID	28955
면역원(Immunogen)	인간 DEXI (NP_054734.2)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O95424
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백