

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Dffb 다클론 항체 - O76075

품목 번호: CM0016788



소개

인간 DFFB(CAD/CPAN/DFF40)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 샘플에서 검증되었습니다. 세포사멸 및 DNA 절단 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DFFB 토끼 pAb
비고/별칭	CAD, CPAN, DFF2, DFF40, DFF-40, DFFB
종	인간
GeneID(인간)	1677
GeneID	1677
면역원	인간 DFFB(NP_004393.1)의 아미노산 109-338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O76075
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩