

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dgat1 토끼 다클로날 항체 - O75907

품목 번호: CM0030973



소개

인간 DGAT1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 트리아실글리세롤 합성 및 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DGAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARAT; DGAT; ARGPI; DIAR7; DGAT1
종	인간(Human)
GeneID	8694
항원(Immunogen)	인간 DGAT1 (NP_036211.2)의 아미노산 201-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75907
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)