

Wb, Elisa용 항-Dgat2 토끼 다클론 항체 - Q96Pd7

품목 번호: CM0015877

소개

이 항-DGAT2 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며, 인간, 생쥐, 쥐의 DGAT2와 반응합니다. DGAT2는 트리아실글리세롤 합성의 최종 단계를 촉매하는 필수 아실트랜스퍼라제로, 이 항체는 지질 대사 및 비만 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DGAT2 토끼 pAb
비고/별칭	ARAT; HMFN1045; GS1999FULL; DGAT2
종	인간
GeneID (인간)	84649
GeneID	84649
면역원	인간 DGAT2 (NP_115953.2)의 아미노산 289-388번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q96PD7
단백질 분자량	44 kDa
배송 방식	아이스백