

Wb, Elisa용 Anti-Dgcr6L 다클론 항체 - Q9By27

품목 번호: CM0017981

소개

DGCR6L에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. DGCR6L은 신경능선 세포 이동에 관여할 가능성이 있는 핵 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DGCR6L 토끼 pAb
비고/별칭	DGCR6; DGCR6L
종	인간
GeneID (인간)	85359
GeneID	85359
면역원	인간 DGCR6L(NP_150282.2)의 아미노산 1~220번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BY27
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩