


Wb, Elisa용 Anti-Dgcr8 Rabbit Monoclonal Antibody - Q8WYq5

품목 번호: CM0005325



소개

DGCR8 Rabbit mAb (Q8WYQ5)는 사람과 마우스 DGCR8을 인식하는, WB 및 ELISA용으로 검증된 단일클론 항체입니다. miRNA 생합성 및 DNA 손상 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DGCR8 Rabbit mAb
비고/별칭	Gyl; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
종	사람
GeneID (사람)	54487
GeneID	54487
면역원	사람 DGCR8 (Q8WYQ5)의 아미노산 436-764를 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q8WYQ5
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백