

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Dgka Rabbit Monoclonal Antibody - P23743

품목 번호: CM0003924



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 토끼 단일클론 DGKA 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 지질 신호 전달 및 DAG/PA 균형의 핵심 효소인 다이아실글리세롤 키나제 알파를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DGKA Rabbit mAb
비고/별칭	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
종	인간
유전자 ID (인간)	1606
유전자 ID	1606
면역원	재조합 단백질: 인간 DGKA (NP_001336.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23743
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백