

웨스턴 블롯, Ihc-P, Elisa용 안티-Dgka Rabbit Monoclonal Antibody - P23743

품목 번호: CM0003049



소개

인간 디아실글리세롤 키나제 알파(DGKA)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 파라핀 포매 면역조직화학(IHC), ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 지질 신호 전달, DAG/PA 대사, 림프구 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DGKA Rabbit mAb
비고/별칭	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
종	인간
GeneID (인간)	1606
GeneID	1606
면역원	재조합 단백질 / 인간 DGKA (NP_001336.2)의 아미노산 1-200 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P23743
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백