

Wb, Elisa용 항Dgka 토끼 다클론 항체 - P23743

품목 번호: CM0028211



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 DGKA 토끼 다클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐에서 검증되었습니다. DAG/PA 신호전달 및 지질 대사의 핵심 조절자인 디아실글리세롤 키나아제 알파를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	DGKA 토끼 pAb
비고/별칭	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
종	사람
유전자 ID (사람)	1606
유전자 ID	1606
면역원	사람 DGKA (NP_958852.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P23743
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백