

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Dgka 토끼 다클론 항체 - P23743

품목 번호: CM0016205



소개

DGKA에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. DAG를 PA로 전환하는 핵심 효소인 인간, 마우스 및 래트 디아실글리세롤 키나아제 알파를 인식합니다. 지질 신호전달 및 면역 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DGKA 토끼 pAb
비고/별칭	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
종	인간
유전자 ID (인간)	1606
유전자 ID	1606
면역원	인간 DGKA (NP_001336.2)의 아미노산 1-200번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23743
단백질 분자량	83 kDa
배송	아이스 팩