


Wb 및 Elisa용 항-Dgkz(디아실글리세롤 키나아제 제타) 토끼 다클론 항체 - Q13574

품목 번호: CM0023429



소개

인간 디아실글리세롤 키나아제 제타(DGKZ)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 지질 신호 전달, T 세포 활성화 및 액틴 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DGKZ 토끼 pAb
별칭	DAGK5; DAGK6; DGK-ZETA; hDGKzeta; DGKZ
종	인간
유전자ID	8525
면역원	인간 DGKZ(NP_001099010.1)의 아미노산 808-1117에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13574
단백질 분자량	104kDa
배송 방식	아이스 팩