

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dglucy 토끼 다클론 항체 - Q7Z3D6

품목 번호: CM0021918

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 인간 DGLUCY(C14orf159) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 D-글루타메이트 사이클레이스 기능 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	DGLUCY 토끼 pAb
비고/별칭	C14orf159; DGLUCY
종	인간
유전자 ID (인간)	80017
유전자 ID	80017
면역원	인간 DGLUCY(NP_001095836.1)의 아미노산 269-616에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7Z3D6
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩