


Wb, Elisa용 Anti-Dguok 폴리클로널 항체 - Q16854

품목 번호: CM0026076



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 미토콘드리아 데옥시구아노신 키나제(DGUOK)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 DNA 합성 및 뉴클레오사이드 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DGUOK Rabbit pAb
비고/별칭	dGK; NCPH; NCPH1; PEOB4; MTDPS3; DGUOK
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	1716
유전자 ID	1716
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 DGUOK (NP_550438.1)의 아미노산 40-277에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16854
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)