


웨스턴 블롯용 Anti-Dhfr 폴리클론항체 - P00374

품목 번호: CM0018820



소개

DHFR 토끼 폴리클론항체는 인간 및 마우스 DHFR을 웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA에서 검출합니다. 엽산 대사 및 티미딜레이트 생합성 연구의 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	DHFR Rabbit pAb
비고/별칭	DYR, DHFR1, DHFRP1, DHFR
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	1719
면역원	인간 DHFR (NP_000782.1)의 아미노산 1-187을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00374
단백질 분자량	21kDa
배송 조건	아이스백