

Anti-Dhodh Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O35435

품목 번호: CM0029020

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용을 위한 디히드로오로테이트 탈수소효소(DHODH)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응하여, 피리미딘 대사 및 미토콘드리아 기능 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DHODH Rabbit pAb
비고/별칭	2810417D19Rik
종	마우스
GeneID (인간)	1723
GeneID	56749
면역원	마우스 DHODH (NP_064430.1)의 아미노산 77-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O35435
단백질 무게	43 kDa
배송	아이스백