


Wb 및 Elisa용 Anti-Dhps 토끼 다클로날 항체 - P49366

품목 번호: CM0029787



소개

사람, 쥐, 래트 DHPS(41kDa)에 대해 WB 및 ELISA로 검증된 DHPS 토끼 다클로날 항체입니다.

Deoxyhypusine synthase는 번역 조절을 위한 eIF-5A의 필수적인 하이푸신(hypusine) 변형을 촉매합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DHPS Rabbit pAb
비고/별칭	DS; DHS; MIG13; NEDSSWI; DHPS
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	1725
GeneID	1725
면역원(Immunogen)	사람 DHPS (NP_001921.1)의 아미노산 1-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P49366
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)