

Wb 및 Elisa용 항Dhrs1 다클론 항체 - Q96Lj7

품목 번호: CM0022213



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 인간 DHRS1(SDR19C1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 스테로이드 및 이물 대사와 소포체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DHRS1 토끼 pAb
비고/별칭	SDR19C1; DHRS1
종	인간
유전자 ID	115817
면역원	인간 DHRS1(NP_001129522.1)의 아미노산 1-262에 상응하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96LJ7
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩