

Wb 및 Elisa용 Anti-Dhrs11 토끼 다클로날 항체 - Q6Uwp2

품목 번호: CM0015142



소개

인간 DHRS11 (SDR24C1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 스테로이드 호르몬 대사 및 안드로겐 생합성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DHRS11 Rabbit pAb
비고/별칭	ARPG836; SDR24C1; spDHRS11; DHRS11
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	79154
GeneID	79154
면역원(Immunogen)	인간 DHRS11 (NP_077284.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q6UWP2
단백질 분자량(Protein Weight)	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)