

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dhrs2 폴리클로날 항체 - Q13268

품목 번호: CM0028581

소개

인간 DHRS2 (HEP27/SDR25C1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 다이카보닐 환원, p53 안정화 및 암 생물학 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	DHRS2 Rabbit pAb
비고/별칭	HEP27; SDR25C1; DHRS2
종	인간
GeneID (인간)	10202
GeneID	10202
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13268
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백