

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Dhrs9 다클론 항체 - Q9Bpw9

품목 번호: CM0030577

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 DHRS9 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 35kDa 단백질을 검출합니다. 레티놀 및 스테로이드 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DHRS9 토끼 pAb
비고/별칭	RDHL; RDH15; RDHTBE; SDR9C4; RDH-TBE; RETSDR8; hRoDH-E2; 3ALPHA-HSD; 3-alpha-HSD; DHRS9
종	사람
유전자ID (사람)	10170
유전자ID	10170
면역원	사람 DHRS9 (NP_001135743.1)의 아미노산 18-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9BPW9
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백