


Wb 및 Elisa용 Anti-Dhtkd1 토끼 다클로날 항체 - Q96Hy7

품목 번호: CM0025527



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 DHTKD1 (2-옥소아디페이트 탈수소효소 E1 구성요소)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응하며 ~103 kDa 밴드를 검출합니다. 미토콘드리아 대사 및 라이신/트립토판 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DHTKD1 Rabbit pAb
비고/별칭	Ela; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
종	Human
GeneID (Human)	55526
GeneID	55526
면역원	인간 DHTKD1 (NP_061176.3)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q96HY7
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스팩