

Anti-Dhx30 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q7L2E3

품목 번호: CM0026110



소개

DHX30를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 DHX30을 인식합니다. 미토콘드리아 리보솜 조립 및 신경발생 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	DHX30 Rabbit pAb
비고/별칭	DDX30; RETCOR; NEDMIAL; DHX30
종	인간
GeneID (인간)	22907
GeneID	22907
면역원	인간 DHX30 (NP_055781.2)의 아미노산 906-1155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7L2E3
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백