

Wb, Elisa용 Anti-Dhx30 토끼 다클론 항체 - Q7L2E3

품목 번호: CM0022660



소개

WB 및 ELISA용 토끼 다클론 anti-DHX30 항체로, 인간 및 마우스 DHX30(~134kDa)을 검출합니다. DHX30은 미토콘드리아 리보솜 생합성, 신경 발생 및 선천 면역에 관여하는 DEAH-box RNA 헬리케이스로, 이 항체는 미토콘드리아 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 사항
제품명	DHX30 토끼 pAb
비고/별칭	DDX30, RETCOR, NEDMIAL, DHX30
종	인간
유전자 ID (인간)	22907
유전자 ID	22907
면역원	인간 DHX30(NP_619520.1)의 아미노산 336-501 범위에 해당하는 서열의 재조합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7L2E3
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스팩