


Wb, Ip, Elisa용 Dhx36 폴리클로날 항체 - Q9H2U1

품목 번호: CM0030296



소개

WB, IP 및 ELISA에 대해 검증된 DHX36 토끼 폴리클로날 항체입니다. 유전자 조절 및 게놈 안정성에 관여하는 G-사중체(G-quadruplex) 해결 헬리카제인 인간, 쥐, 랫트 DHX36에 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DHX36 Rabbit pAb
비고/별칭	G4R1; RHAU; DDX36; MLEL1; DHX36
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	170506
유전자 ID	170506
항원(Immunogen)	인간 DHX36 (NP_065916.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (쥐), Rat (랫트)
SWISS	Q9H2U1
단백질 분자량	115kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)