


Anti-Dhx38 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92620

품목 번호: CM0025191



소개

DHX38 Rabbit Polyclonal Antibody는 Western Blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. pre-mRNA 스플라이싱 인자 DHX38, 스플라이소좀 구성 요소 및 ATP 의존성 RNA 헬리케이스를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DHX38 Rabbit pAb
비고/별칭	RP84, DDX38, PRP16, PRPF16, DHX38
종	인간
GeneID (Human)	9785
면역원	인간 DHX38 (NP_054722.2)의 아미노산 1133-1227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92620
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백