

Wb 및 Elisa용 Anti-Dhx57 다클론 항체 - Q6P158

품목 번호: CM0021868

소개

인간 DHX57/DDX57을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. ATP 의존성 RNA 헬리케이스 기능 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DHX57 토끼 pAb
비고/별칭	DDX57; DHX57
종	인간
GeneID (인간)	90957
면역원	인간 DHX57(NP_945314.1)의 아미노산 700-900에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q6P158
단백질 분자량	156kDa
배송	아이스팩