

Wb, If/Icc, Elisa용 Dhx58 폴리클로널 항체 - Q96C10

품목 번호: CM0028282



소개

DHX58 (LGP2)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 항바이러스 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DHX58 Rabbit pAb
비고/별칭	LGP2, RLR-3, D11LGP2, D11lgp2e, DHX58
종(Species)	Human
GeneID (Human)	79132
면역원(Immunogen)	인간 DHX58 (NP_077024.2)의 아미노산 389-678에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q96C10
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)