

Wb, Elisa용 Anti-Dhx8 토끼 다클론 항체 - Q14562

품목 번호: CM0015839



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료한 인간 DHX8 토끼 다클론 항체입니다. pre-mRNA 스플라이싱 및 핵외수송에 관여하는 ATP 의존성 RNA 헬리케이스를 표적으로 합니다. 인간과 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DHX8 토끼 pAb
비고/별칭	DDX8, Dhr2, HRH1, PRPF22, PRPF22, DHX8
종	인간
GeneID (인간)	1659
GeneID	1659
면역원	인간 DHX8(NP_004932.1)의 아미노산 1001-1220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14562
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스팩