

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Dhx9/Rna Helicase A 다클론 항체 - Q08211

품목 번호: CM0020636



소개

DHX9/RNA Helicase A를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 전사 조절, mRNA 가공 및 바이러스 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	DHX9/RNA Helicase A 토끼 pAb
비고/별칭	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH1; DHX9/RNA Helicase A
종	인간
GeneID (인간)	1660
GeneID	1660
면역원	재조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q08211
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스팩