

Anti-Dhx9/Rna Helicase A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

품목 번호: CM0012487



소개

Rabbit monoclonal anti-DHX9/RNA Helicase A 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 DHX9 (141 kDa)를 인식합니다. 전사, RNA 처리, 헬리카제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DHX9/RNA Helicase A Rabbit mAb
비고/별칭	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDHII; DHX9/RNA Helicase A
종	인간
GeneID (인간)	1660
GeneID	1660
면역원	인간 DHX9/RNA Helicase A (Q08211)의 아미노산 1100-1200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원료	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q08211
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스팩