


Anti-Diaph1 폴리클론항체 (토끼) For Wb 및 Elisa - O60610

품목 번호: CM0022693



소개

Western blot (WB) 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 유래 Anti-DIAPH1 폴리클론항체입니다. 세포골격 구성에 관여하는 액틴 핵형성 인자인 인간 DIAPH1 (141 kDa)을 표적합니다. 세포 생물학 및 청각 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] DIAPH1 Rabbit pAb
비고/별칭	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDial; [KD 검증] DIAPH1
종	인간
GeneID (인간)	1729
GeneID	1729
면역원	인간 DIAPH1 (NP_005210.3)의 아미노산 1158-1272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60610
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백