

Anti-Diaph2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60879

품목 번호: CM0017361

소개

DIAPH2 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 DIAPH2를 검출합니다. 난자 형성, 엔도솜 이동, 액틴 세포골격 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	DIAPH2 Rabbit pAb
비고/별칭	DIA; POF; DIA2; DRF2; POF2; POF2A; DIAPH2
종	인간
유전자 ID (인간)	1730
유전자 ID	1730
면역원	인간 DIAPH2 (NP_009293.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O60879
단백질 분자량	126kDa
배송	아이스백