


Wb, Elisa용 Anti-Diaph3 폴리클로날 항체 - Q9Nsv4

품목 번호: CM0016574



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Human DIAPH3 Rabbit 폴리클로날 항체. 액틴 세포골격 역동성, 세포질 분열 및 SRF 활성화에 관여하는 diaphanous-related formin-3 (mDia2)를 표적합니다. 난청 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DIAPH3 Rabbit pAb
비고/별칭	AN; DIA2; DRF3; AUNA1; NSDAN; diap3; mDia2; DIAPH3
종	인간
GeneID (인간)	81624
GeneID	81624
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NSV4
단백질 분자량	137kDa
배송	아이스백